

Sede Legale:
PREMOLI BRUNO S.r.l.
Via P. Maggio, 32 - 26029
Sancino (CR)
Tel 037484089 | Fax 037483181
Partita iva 00826330193



DISYone

Sistema di Disinfezione Virucida Batteriocida Fungicida Sporocida



per un' ambiente sicuro e disinfettato

per la disinfezione tramite la nebulizzazione
di soluzione disinfettante al **Perossido di Idrogeno**,
in ambienti confinati e superfici dei dispositivi medici.

Volume trattabile degli ambienti fino a 1000 mc.

Con stampante integrata.

Report: Nome della società, Operatore,
Data e ora erogazione, Biocida utilizzato,
Metri cubi trattati. Tempo di lavoro,
Nr serie della macchina

Schermo LCD Touchscreen integrato.

Inserimento dei dati semplice
veloce grazie al touchscreen.



Caratteristiche Tecniche

CLASSIFICAZIONE	CE IN CORSO DI OTTENIMENTO
CLASSE DI ISOLAMENTO	1
POTENZA	1050 WATT
TENSIONE	220-230 VOLT
FREQUENZA	250 HERTZ
PESO	4 KG A VUOTO
DIMENSIONI	400 x 200 x 300 mm
TEMPERATURA DI UTILIZZO	+5° a +50°
VOLUME TRATTABILE	1000 mc
TEMPO DI APPLICAZIONE	1 mc / 3,5 sec
TIPOLOGIA FLACONE	1 litro
CONSUMO MEDIO SOLUZIONE	1000 ml/h



Per informazioni e prenotazioni:

info@zrdiagnostici.com
zrdiagnostici.com
facebook/ZRDiagnostici

Agente di zona: Roberto Zaroni
Telefono: +39 3346049337